

Wb, If-P, Elisa용 항Trh 다클론 항체 - P20396

품목 번호: CM0026053

소개

인간 프로갑상선자극호르몬방출호르몬(TRH)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 예상 분자량은 약 27 kDa입니다. HPT 축 및 모발 성장 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TRH 토끼 pAb
비고/별칭	TRF; Pro-TRH; TRH
종	인간
유전자 ID (인간)	7200
유전자 ID	7200
면역원	인간 TRH (NP_009048.1)의 아미노산 25-230번 서열에 상응하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20396
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백