

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Trh 폴리클론항체 - P20396

품목 번호: CM0015326

소개

인간 TRH(프로-갑상선자극호르몬방출호르몬)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차반응함. TSH 분비 및 모낭 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRH Rabbit pAb
비고/별칭	TRF; 프로-TRH; TRH
종	인간
GeneID (인간)	7200
GeneID	7200
면역원	인간 TRH (NP_009048.1)의 아미노산 143-242에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20396
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩