

Anti-Trhr Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P34981

품목 번호: CM0020252



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-TRHR 토끼 폴리클론항체. 갑상선 조절에 관여하는 GPCR인 인간 갑상선자극호르몬 방출호르몬 수용체(P34981)를 표적합니다. IVD 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRHR Rabbit pAb
비고/별칭	CHNG7; TRH-R; TRHR
종	인간
GeneID (Human)	7201
면역원	재조합 단백질: 인간 TRHR (NP_003292.1)의 아미노산 320-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P34981
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백