

Wb, Elisa용 Anti-Triap1 폴리클로날 항체 - O43715

품목 번호: CM0027343



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 폴리클로날 TRIAP1 항체로, 인간 및 마우스에 반응합니다. 9 kDa 미토콘드리아 세포자멸사 조절 인자(p53CSV/WF-1)를 타겟으로 합니다. 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	WF-1; MDM35; P53CSV; HSPC132; TRIAP1
종	Human
GeneID (Human)	51499
GeneID	51499
면역원	인간 TRIAP1 (NP_057483.1)의 아미노산 1-76에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O43715
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스 팩