


## Anti-Trib1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Ru8

품목 번호: CM0014166



### 소개

Western blot 및 ELISA 응용을 위한 인간 TRIB1을 표적으로 하는 고훈이성 토끼 폴리클론항체입니다. 골수계 세포 분화 및 CEBPA 분해 연구에 유용합니다. 분자량 41 kDa의 TRIB1 (GIG-2/SKIP1으로도 알려짐)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | TRIB1 Rabbit pAb                                                   |
| 비고/별칭          | C8FW; GIG2; TRB1; GIG-2; SKIP1; TRB-1; TRIB1                       |
| 종              | 인간                                                                 |
| GeneID (Human) | 10221                                                              |
| GeneID         | 10221                                                              |
| 면역원            | 재조합 단백질: 인간 TRIB1 (NP_079471.1)의 아미노산 203-372 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천             | 토끼                                                                 |
| 카테고리           | 폴리클론항체                                                             |
| 응용 분야          | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성         | 인간                                                                 |
| SWISS          | Q96RU8                                                             |
| 단백질 분자량        | 41kDa                                                              |
| 배송             | 아이스백                                                               |