

Wb 및 Elisa용 항Trib3 토끼 단클론 항체 - Q96Ru7

품목 번호: CM0012081

소개

인간 TRIB3를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 세포사멸 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIB3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	NIPK; SINK; TRB3; SKIP3; C20orf97; TRIB3
종	인간
유전자ID (인간)	57761
유전자ID	57761
면역원	인간 TRIB3 (Q96RU7)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96RU7
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백