

Wb, Elisa용 Anti-Trif / Ticam1 토끼 다클론 항체 - Q8Iuc6

품목 번호: CM0016146



소개

인간 TRIF/TICAM1(aa 180-280)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천면역, TLR 신호전달 및 항바이러스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIF / TICAM1 토끼 pAb
비고/별칭	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF / TICAM1
종	인간
GeneID (인간)	148022
GeneID	148022
면역원	인간 TRIF / TICAM1(NP_891549.1)의 아미노산 180-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8IUC6
단백질 중량	76kDa
배송	아이스백