

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Trim17 폴리클론 항체 - Q9Y577

품목 번호: CM0020302

소개

인간 TRIM17(E3 유비퀴틴 리가아제)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화, 신경 세포 사멸, 자가포식 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM17 Rabbit pAb
비고/별칭	RBCC; terf; RNF16; TRIM17
종	인간
유전자 ID (인간)	51127
유전자 ID	51127
면역원	인간 TRIM17(NP_057186.1)의 아미노산 280-477 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y577
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백