


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Trim21/Ss-A 폴리클로날 항체 - P19474

품목 번호: CM0017799



소개

인간 TRIM21/SS-A (RO52, SSA1, RNF81)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 유효합니다. 분자량 54kDa. 자가면역 및 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM21/SS-A Rabbit pAb
비고/별칭	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
종(Species)	인간(Human)
GeneID	6737
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P19474
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백