


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Trim23 폴리클로날 항체 - P36406

품목 번호: CM0030403



소개

사람 TRIM23 (ARD1/ARFD1/RNF46)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 오토파지, 유비퀴틴화 및 바이러스 감염 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM23 Rabbit pAb
비고/별칭	ARD1, ARFD1, RNF46, TRIM23
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	373
GeneID	373
면역원(Immunogen)	사람 TRIM23 (NP_001647.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P36406
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)