


Wb, Elisa용 Anti-Trim24 폴리클로날 항체 - O15164

품목 번호: CM0016610



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-TRIM24 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 TRIM24를 타겟으로 하며, 이는 DNA 손상 반응, 선천성 면역 및 암에서 중요한 역할을 하는 전사 활성 인자 및 E3 유비퀴틴 리가아제입니다. IVD 개발자에게 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM24 Rabbit pAb
비고/별칭	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8805
면역원	인간 TRIM24 (NP_056989.2)의 아미노산 600-820에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O15164
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)