


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Trim25 단일클론 항체 - Q14258

품목 번호: CM0010782



소개

인간 TRIM25(Q14258)를 표적으로 하는 고평가성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC, IF, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 선천성 면역, 항바이러스 신호전달, 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다. 71 kDa 단백질의 신뢰할 수 있는 검출을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] TRIM25 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	EFP; Z147; RNF147; ZNF147
종	인간
GeneID (human)	7706
GeneID	7706
면역원	인간 TRIM25 (NP_005073.2)의 아미노산 190-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14258
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백