


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Trim25 다클론 항체 - Q14258

품목 번호: CM0016903



소개

선천면역에 필수적인 E3 유비퀴틴/ISG15 리가아제인 인간 TRIM25(Q14258)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 항바이러스 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM25 토끼 pAb
비고/별칭	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; TRIM25
종	인간
유전자 ID (인간)	7706
유전자 ID	7706
면역원	인간 TRIM25(NP_005073.2)의 아미노산 190-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14258
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩