

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Trim29 폴리클론항체 - Q14134

품목 번호: CM0028330



소개

이 폴리클론항체는 선천면역의 주요 조절자인 인간 TRIM29(ATDC)를 표적으로 하며, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응하여 바이러스 및 세균 감염 반응에 대한 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIM29 Rabbit pAb
비고/별칭	ATDC; TRIM29
종	인간
GeneID	23650
면역원	인간 TRIM29 (NP_036233.2)의 아미노산 309-588에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14134
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백