

Anti-Trim29 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - Q14134

품목 번호: CM0025008



소개

인간 TRIM29 (ATDC)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 선천성 면역 및 대식세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM29 Rabbit pAb
비고/별칭	ATDC; TRIM29
종	인간
GeneID (인간)	23650
GeneID	23650
면역원	인간 TRIM29 (NP_036233.2)의 아미노산 309-588에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14134
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백