


Wb, If/Icc, Elisa용 항Trim31 다클론 항체 - Q9Bzy9

품목 번호: CM0014909



소개

항바이러스 면역 반응과 염증을 조절하는 E3 유비퀴틴 리가제 TRIM31을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성이 확인되었습니다. 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIM31 토끼 pAb
비고/별칭	RNF; HCG1; HCGI; C6orf13; TRIM31
종	인간
유전자 ID (인간)	11074
유전자 ID	11074
면역원	인간 TRIM31 (NP_008959.3)의 아미노산 186-425에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BZY9
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백