


Anti-Trim32 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13049

품목 번호: CM0026044



소개

WB, ELISA용 TRIM32 (E3 유비퀴틴 리가제)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트에서 검증되었습니다. 선천성 면역, 오토파지, 및 근위축증 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	TRIM32 Rabbit pAb
비고/별칭	HT2A; BBS11; TATIP; LGMD2H; LGMDR8; TRIM32
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	22954
유전자 ID	22954
면역원(Immunogen)	제조항 단백질: 사람 TRIM32 (NP_036342.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13049
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)