

Anti-Trim39 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hcm9

품목 번호: CM0027402



소개

WB 및 ELISA에 검증된 TRIM39 토끼 다클로날 항체입니다. 세포자살, 세포 주기 조절 및 NF- κ B 신호 전달에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가제인 인간 TRIM39를 검출합니다. 암 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM39 Rabbit pAb
비고/별칭	TFP, RNF23, TRIM39B, TRIM39
종	인간(Human)
GeneID (인간)	56658
GeneID	56658
면역원	인간 TRIM39 (NP_067076.2)의 아미노산 350-450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9HCM9
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)