

Wb 및 Elisa용 항Trim41 다클론 항체 - Q8Wv44

품목 번호: CM0025755



소개

인간 TRIM41(RINCK)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 선천성 항바이러스 반응 및 유비퀴틴 매개 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIM41 토끼 pAb
비고/별칭	RINCK; TRIM41
종	인간
유전자 ID (인간)	90933
유전자 ID	90933
면역원	인간 TRIM41 (NP_291027.3)의 아미노산 421-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WV44
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 팩