

Wb, Elisa용 항Trim44 토끼 다클론 항체 - Q96Dx7

품목 번호: CM0025646

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 토끼 항TRIM44 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 신경 분화 및 PAX6 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIM44 토끼 pAb
비고/별칭	AN3; MC7; DIPB; HSA249128; TRIM44
종	인간
유전자 ID (인간)	54765
유전자 ID	54765
면역원	재조합 단백질 인간 TRIM44 (NP_060053.2)의 아미노산 205-344에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96DX7
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩