

If/Icc 및 Elisa용 항-Trim45 토끼 다클론 항체 - Q9H8W5

품목 번호: CM0018216



소개

인간 TRIM45(RNF99)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 표적 단백질은 염증 반응과 유비퀴틴화 경로에서 핵심 역할을 수행합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM45 토끼 pAb
비고/별칭	RNF99; TRIM45
종	인간
유전자ID (인간)	80263
유전자ID	80263
면역원	인간 TRIM45 (NP_001139107.1)의 아미노산 100-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9H8W5
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백