

Wb, Elisa용 Anti-Trim59 폴리클로날 항체 - Q8Iwr1

품목 번호: CM0013000

소개

인간 TRIM59 (TSBF1/RNF104)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. ER 관련 유비퀴틴화, 선천성 면역, 자가포식 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM59 토끼 pAb
비고/별칭	MRF1; TSBF1; IFT80L; RNF104; TRIM57; TRIM59
종	인간
GeneID (인간)	286827
GeneID	286827
면역원	인간 TRIM59 (NP_775107.1)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IWR1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백