

Anti-Trim62 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bvg3

품목 번호: CM0023961

소개

항진균 면역 관련 E3 유비퀴틴 리가제인 인간 TRIM62(DEAR1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM62 Rabbit pAb
비고/별칭	DEAR1; TRIM62
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	55223
면역원	인간 TRIM62 (NP_060677.2)의 아미노산 120-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BVG3
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백