

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Trim63 폴리클로날 항체 - Q969Q1

품목 번호: CM0026969



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 TRIM63 토끼 폴리클로날 항체입니다. 단백질 분해 및 위축에 관여하는 근육 특이적 E3 유비퀴틴 리가제인 인간, 마우스 및 랫트 TRIM63를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM63 Rabbit pAb
비고/별칭	IRF; SMRZ; MURF1; MURF2; RNF28; TRIM63
종	Human
GeneID (Human)	84676
면역원	Human TRIM63 (NP_115977.2)의 아미노산 253-353 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q969Q1
단백질 분자량	40 kDa
배송	아이스백