


Wb용 항Trim66 토끼 다클론 항체 - O15016

품목 번호: CM0024176



소개

인간 TRIM66 (TIF1D, TIF1DELTA)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 브로모도메인과 징크핑거 모티프를 가진 핵 전사 억제인자를 표적으로 합니다. O15016.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIM66 토끼 pAb
비고/별칭	TIF1D; C11orf29; TIF1DELTA; TRIM66
종	인간
유전자 ID (인간)	9866
면역원	인간 TRIM66 (NP_055633.1)의 아미노산 750-970에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15016
단백질 분자량	149kDa
배송 방법	아이스 팩