

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Trim69 다클론 항체 - Q86Wt6

품목 번호: CM0030420



소개

인간 TRIM69에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 시료에서 내인성 TRIM69를 검출합니다. 유비퀴틴화, 항바이러스 면역 및 중심체 동역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIM69 토끼 pAb
비고/별칭	Trif; HSD34; RNF36; HSD-34; TRIM69
종	인간
유전자 ID (인간)	140691
유전자 ID	140691
면역원	인간 TRIM69 (NP_542783.2)의 아미노산 1-341에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86WT6
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩