


Anti-Trim9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9C026

품목 번호: CM0013753



소개

TRIM9 Rabbit Polyclonal Antibody는 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트 TRIM9(E3 유비퀴틴 리가제)와 반응성을 보입니다. 신경과학 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TRIM9 Rabbit pAb
비고/별칭	RNF91, SPRING, TRIM9
종	인간
GeneID (인간)	114088
GeneID	114088
면역원	인간 TRIM9 (NP_055978.4)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9C026
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백