


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Trip10 폴리클로날 항체 - Q15642

품목 번호: CM0025578



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 폴리클로날 anti-TRIP10 항체(Cdc42-interacting protein 4). 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 엔도사이토시스, 액틴 골격 및 GLUT4 전위 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIP10 Rabbit pAb
비고/별칭	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; TRIP10
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9322
GeneID	9322
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (인간 TRIP10의 246-545 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q15642
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)