


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Trip12 폴리클로날 항체 - Q14669

품목 번호: CM0029862



소개

사람 TRIP12 (Q14669)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트 TRIP12를 검출합니다. DNA 복구 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구를 위한 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIP12 Rabbit pAb
비고/별칭	ULF; MRD49; TRIPC; TRIP-12; TRIP12
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	9320
GeneID	9320
면역원	재조합 단백질: 사람 TRIP12 (NP_001271143.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q14669
단백질 분자량	220kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)