


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Trip4 토끼 다클론 항체 - Q15650

품목 번호: CM0016144



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 항체로, 전사 보조활성인자이자 RQC 복합체 구성요소인 인간 TRIP4(ASC-1)를 표적으로 합니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 재조합 면역원(아미노산 282-581)을 사용했습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIP4 토끼 pAb
비고/별칭	ASC1; ASC-1; MDCDC; SMABF1; ZC2HC5; HsT17391; TRIP4
종	인간
유전자 ID(인간)	9325
유전자 ID	9325
면역원	재조합 단백질 인간 TRIP4(NP_057297.2)의 아미노산 282-581에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15650
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩