

Wb, Elisa용 항Trk 융합 유전자(Tfg) 토끼 단클론 항체 - Q92734

품목 번호: CM0003090



소개

인간 TFG(TRK 융합 유전자)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 생쥐와 교차 반응성이 있습니다. 소포체 동역학 및 분비 화물 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRK 융합 유전자(TFG) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK 융합 유전자 (TFG)
종	인간
유전자ID (인간)	10342
유전자ID	10342
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q92734
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백