

Anti-Trk Fused Gene (Tfg) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92734

품목 번호: CM0031070



소개

인간 TRK 융합 유전자(TFG) 단백질에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성을 가집니다. ER 역학 및 분비 카고 운반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRK fused gene (TFG) Rabbit pAb
비고/별칭	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK fused gene (TFG)
종(Species)	Human
유전자 ID	10342
면역원	인간 TRK 융합 유전자(TFG) (NP_006061.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q92734
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩