

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Trka+B+C 단클론 항체 - P04629 / Q16288 / Q16620

품목 번호: CM0004031



소개

이 재조합 토끼 단클론 항체는 TrkA, TrkB 및 TrkC를 인식합니다. 인간, 마우스 및 래트 조직에서 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 신경영양인자 수용체 신호전달 및 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TrkA+B+C 토끼 mAb
비고/별칭	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkA+B+C
종	인간
유전자ID (인간)	4914/4916/4915
면역원	합성 펩타이드 인간 NTRK2 (Q16620)의 아미노산 722-822 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04629/Q16288/Q16620
단백질 분자량	140kDa
배송	아이스백