


Wb 및 Elisa용 Anti-Trkb (Gp145-Trkb) 토끼 단일클론 항체 - Q16620

품목 번호: CM0003678



소개

인체 TrkB(NTRK2, GP145-TrkB)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, Western blot 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 마우스 및 쥐(rat) TrkB를 검출하며, 뉴로트로핀 신호 전달, 신경 발달 및 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TrkB Rabbit mAb
비고/별칭	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
종	인체(Human)
GeneID	4915
면역원	인체 TrkB의 아미노산 32-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001018074.1)
출처	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐(Rat)
SWISS	Q16620
단백질 무게	92kDa
배송	아이스팩