


Anti-Trkb 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q16620

품목 번호: CM0016874



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 적합한 고품질 TrkB 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 TrkB(Q16620)와 반응합니다. BDNF/NT-3 성장 인자 수용체를 표적으로 합니다. 신경과학 및 신경영양 신호 전달 연구에 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TrkB 토끼 pAb
비고/별칭	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
종	인간
GeneID (인간)	4915
GeneID	4915
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q16620
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스팩