


Wb, Elisa용 Anti-Trkc 폴리클로날 항체 - Q16288

품목 번호: CM0013351



소개

인간 TrkC(NT-3 성장 인자 수용체)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로 WB 및 ELISA에 사용 가능; 생쥐 및 쥐와의 교차 반응성 있음; 신경영양인자 신호 전달 및 신경 발달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TrkC 토끼 pAb
비고/별칭	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrkC
종	인간
유전자 ID (인간)	4916
유전자 ID	4916
면역원	인간 TrkC (NP_001007157.1)의 아미노산 40-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q16288
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스백