


Wb, Elisa용 Anti-Trkc 토끼 단일클론 항체 - Q16288

품목 번호: CM0006707



소개

사람 TrKC (NTRK3)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가집니다. 신경영양인자 신호 전달 및 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TrKC Rabbit mAb
비고/별칭	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrKC
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	4916
유전자 ID	4916
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q16288
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스백 (Ice bag)