

Wb, Elisa용 Anti-Trmt1 다클론 항체 - Q9Nxh9

품목 번호: CM0026863



소개

인체 tRNA 메틸트랜스퍼라제 TRMT1(TRM1; MRT68)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증 완료; 인간 및 마우스와 반응합니다. tRNA 변형 및 산화 환원 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRMT1 토끼 pAb
비고/별칭	TRM1; MRT68; TRMT1
종	인간
유전자 ID (인간)	55621
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NXH9
단백질 무게	72kDa
배송	아이스팩