


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Trmt2A/Htf9C 폴리클로널 항체 - Q8Iz69

품목 번호: CM0030069



소개

인간 TRMT2A/HTF9C를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. tRNA 메틸화 및 RNA 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRMT2A/HTF9C Rabbit pAb
비고/별칭	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	27037
유전자 ID	27037
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 TRMT2A/HTF9C (NP_073564.3)의 아미노산 500부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8IZ69
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)