


Anti-Trmt2A/Htf9C Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Iz69

품목 번호: CM0003676



소개

인간 TRMT2A/HTF9C(트RNA/mRNA 메틸트랜스퍼라제)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 약 69 kDa에서 밴드를 검출합니다. RNA 변형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRMT2A/HTF9C Rabbit mAb
비고/별칭	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
종	인간
GeneID	27037
면역원	인간 TRMT2A/HTF9C (Q8IZ69)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IZ69
단백질 무게	69kDa
배송	아이스백