


Anti-Trmt2A/Htf9C 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q8Iz69

품목 번호: CM0023012



소개

인간 TRMT2A/HTF9C에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. tRNA 및 일부 mRNA에서 m5U54 형성을 촉매하는 tRNA (우라실-5-)-메틸전이효소를 표적합니다. RNA 변형 및 유전자 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRMT2A/HTF9C Rabbit pAb
비고/별칭	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	27037
면역원(Immunogen)	인간 TRMT2A/HTF9C (NP_073564.3)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8IZ69
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)