

Anti-Trmt2B Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gj1

품목 번호: CM0026584

소개

미토콘드리아 tRNA/rRNA 메틸트랜스퍼라제인 TRMT2B에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용합니다. 사람 및 쥐와 반응합니다. 미토콘드리아 RNA 변형 및 tRNA 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRMT2B Rabbit pAb
비고/별칭	CXorf34; dJ341D10.3; TRMT2B
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	79979
유전자 ID	79979
항원	재조합 단백질 사람 TRMT2B (NP_079193.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q96GJ1
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)