


Wb, Elisa용 Anti-Trmt6 폴리클로날 항체 - Q9Uja5

품목 번호: CM0028510



소개

사람 TRMT6(tRNA m1A58 메틸트랜스퍼라제의 비촉매 소단위) 및 mRNA N1-메틸화에 관여하는 단백질에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TRMT6 Rabbit pAb
비고/별칭	GCD10; CGI-09; Gcd10p; TRMT6
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	51605
면역원	사람 TRMT6 (NP_057023.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q9UJA5
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)