


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Trmt61A 다클론 항체 - Q96Fx7

품목 번호: CM0014838



소개

사람 TRMT61A(tRNA 메틸전이효소 촉매 소단위체)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다. tRNA 변형 및 mRNA 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRMT61A Rabbit pAb
비고/별칭	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172; TRMT61A
종	사람
유전자 ID (사람)	115708
유전자 ID	115708
면역원	사람 TRMT61A(NP_689520.2)의 아미노산 1-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q96FX7
단백질 분자량	31 kDa
배송	아이스백