


Anti-Trmt61A 토끼 단일클론 항체 (Wb, If, Ihc, Elisa용) - Q96Fx7

품목 번호: CM0004217



소개

인간 TRMT61A를 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로트, 면역형광법, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. tRNA 변형 및 mRNA 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRMT61A Rabbit mAb
비고/별칭	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	115708
항원(Immunogen)	인간 TRMT61A (NP_689520.2)의 아미노산 1-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96FX7
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)