

Wb, Elisa용 항Trmt61B 토끼 다클론 항체 - Q9Bvs5

품목 번호: CM0026029



소개

주요 미토콘드리아 tRNA/rRNA 메틸트랜스퍼라제인 인간 TRMT61B를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 적합하며, 미토콘드리아 생물학 및 RNA 변형 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRMT61B 토끼 pAb
비고/별칭	TRMT61B
종	인간
GeneID (인간)	55006
GeneID	55006
면역원	인간 TRMT61B (NP_060380.3)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BVS5
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩