


Anti-Trnau1Ap Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nx07

품목 번호: CM0018580



소개

TRNAU1AP Rabbit pAb는 인간 TRNAU1AP에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 타겟은 셀레노단백질의 셀레노시스테인 도입의 핵심 인자이며, 셀레노단백질 합성 및 tRNA 수정 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRNAU1AP Rabbit pAb
비고/별칭	SECP43; PRO1902; TRSPAP1; TRNAU1AP
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	54952
유전자 ID	54952
면역원	인간 TRNAU1AP (NP_060316.1)의 아미노산 1-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NX07
단백질 분량(Weight)	32kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)