

Wb, Elisa용 항Trnt1 다클론 항체 - Q96Q11

품목 번호: CM0021787



소개

미토콘드리아 CCA tRNA

뉴클레오티딜트랜스퍼라아제인 TRNT1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. tRNA 처리 및 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	TRNT1 토끼 pAb
비고/별칭	CCA1; RPEM; SIFD; MtCCA; CGI-47; TRNT1
종	인간
유전자 ID (인간)	51095
유전자 ID	51095
면역원	인간 TRNT1 (NP_886552.2)의 아미노산 135-434에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96Q11
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백