

유세포 분석용 Anti-Trop-2 단일클론 항체 - P09758

품목 번호: CM0011032



소개

유세포 분석용 토끼 유래 인간 TROP-2 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에서 종양 관련 칼슘 신호 전달체 2(TACSTD2/GA733-1)를 검출합니다. 로 접합되었습니다. 태반 및 채장암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human TROP-2 mAb
비고/별칭	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; tumor-associated calcium signal transducer 2
종	인간
유전자 ID (인간)	4070
유전자 ID	4070
면역원	인간 TROP-2 (NP_002344.2)의 아미노산 27-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P09758
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백