

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Trop-2 다클론 항체 - P09758

품목 번호: CM0029748



소개

인간 TROP-2 (TACSTD2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 종양 관련 칼슘 신호 전달 및 성장 인자 수용체 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TROP-2 토끼 pAb
비고/별칭	EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
종	인간
유전자ID	4070
면역원	인간 TROP-2 (NP_002344.2)의 아미노산 27-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P09758
단백질 분자량	36 kDa
배송	아이스 팩